

Science **made** smarter

AD528

O Diagnóstico
tornou-se fácil

Audiômetro de
fala, vias aérea e
óssea, fácil de usar
e com excelente
ergonomia



Interacoustics

Audiometria
~~~~~

Timpanometria

PEATE

EOA

Analísadores de AASI

Equilíbrio



# Facilitando tornou-se fácil

## Compacto e fácil de usar

O AD528 é o audiômetro perfeito para você que precisa que o poder diagnóstico possa ser dimensionado de acordo com suas necessidades específicas de teste. Nós temos orgulho de chamá-lo de "Facilitador de diagnósticos":

- Inicia em poucos segundos. É ideal para clínicas movimentadas ou profissionais em viagem, que precisarão ligá-lo várias vezes ao dia
- Fácil de usar. O layout simplificado dos botões garante uma curva de aprendizado curta
- Excelente ergonomia. Com o teclado anulado e o layout conveniente, é possível realizar testes nos pacientes de forma confortável o dia todo
- Mascaramento rápido. É possível aplicar ou cessar o mascaramento usando o botão rotatório direito do teclado

## Bateria flexível de testes

O AD528 oferece uma bateria de testes flexível que inclui os testes Stenger e Hughson-Westlake modificado. Você pode personalizar o AD528 conforme suas necessidades, escolhendo entre os testes adicionais.

## Excelente ergonomia

A ergonomia é um aspecto fundamental do AD528. O ângulo do teclado, juntamente com o interruptor de tom e os botões giratórios convenientemente posicionados, garantem uma posição de trabalho relaxada. Isso removerá a pressão sobre seus pulsos e tornará mais confortável as medições ao longo do dia.

## Traduzido para o seu idioma

Você pode alterar o idioma de exibição para chinês, tcheco, inglês, finlandês, francês, alemão, grego, italiano, japonês, coreano, norueguês, polonês, português, russo, espanhol ou turco.

Você também pode escolher o texto do teclado para estar em um desses idiomas: português do Brasil, chinês, inglês, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, polonês, russo, espanhol ou turco.

## Projete seus próprios relatórios e impressões

Software opcional inclui um assistente de impressão de relatórios e modelos de impressão personalizáveis. Você também pode imprimir diretamente para uma impressora de 3 polegadas.



Combine e configure entradas de diferentes fontes no assistente de impressão



**O AD528  
baseia-se  
em 50 anos de  
experiência no  
desenvolvimento  
de audiômetros**

#### **Ideal para viagens**

O design compacto e o baixo peso de 1,5 kg, combinados à bolsa de transporte opcional e à rápida inicialização fazem do AD528 o companheiro natural de profissionais em viagem.

#### **Integre a vários sistemas**

Você pode comprar uma licença de sincronização para integração com Noah, sistemas de EHR locais ou Banco de dados OtoAccess®.



#### **50 anos de evolução**

A Interacoustics desenvolve audiômetros há 50 anos. Essa é a sua garantia de uma solução de qualidade na qual todos os benefícios de audiômetros anteriores foram compilados para corresponder às necessidades de uma clínica movimentada que exige confiabilidade todos os dias.

| Bateria de testes                                                                                      | AD528    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Vias aérea, óssea e campo livre                                                                        | X        |
| Fala (CD, MP3, microfone ou wave)                                                                      | X        |
| Stenger                                                                                                | X        |
| Hughson-Westlake modificado                                                                            | X        |
| ABLB                                                                                                   | Opcional |
| SISI                                                                                                   | Opcional |
| Langenbeck                                                                                             | Opcional |
| Békésy                                                                                                 | Opcional |
| Weber                                                                                                  | Opcional |
| Fala no ruído e fala binaural                                                                          | Opcional |
| Licença de sincronização para integração com Noah, sistemas de EHR locais ou Banco de dados OtoAccess® | Opcional |



# Science made smarter

## A Interacoustics é mais do que soluções de última geração

Nossa missão é clara. Queremos liderar o caminho na audiolgia e equilíbrio, através da transformação da complexidade em clareza:

- Desafios em soluções claras
- Conhecimento prático
- Condições médicas invisíveis se tornam tangíveis e tratáveis

Nossa tecnologia avançada e soluções sofisticadas facilitam a vida dos profissionais de saúde.

Continuaremos estabelecendo o padrão para toda uma área. Não para o bem da ciência. Mas para habilitar profissionais a proporcionar um excelente tratamento aos milhões de pacientes em todo o mundo.

É simplesmente a ciência feita de forma mais inteligente.

[Interacoustics.com.br](http://Interacoustics.com.br)

## Interacoustics A/S

Audiometer Allé 1  
5500 Middelfart  
Dinamarca

+45 6371 3555  
[info@interacoustics.com](mailto:info@interacoustics.com)

[interacoustics.com](http://interacoustics.com)

## Brasil

Av. Venezuela, 27 - Sala 901  
Saúde - RJ  
+55 21 2104-9198

[interacoustics.com.br](http://interacoustics.com.br)

Conecte-se para explorar nossa gama completa de produtos

## Produtos relacionados



**AT235**  
Analisadores de ouvido médio



**AD629**  
Audiômetro diagnóstico



**Viot™**  
Vídeo-otoscópico

## Especificações de produto

Todas as especificações técnicas e de hardware de todos os produtos podem ser baixadas de nosso site.



# Interacoustics