


Science made smarter

Luna

Komplet
screening
audiometer




Interacoustics

Audiometri


Tympanometri

ABR

OAE

Høreapparatilpasning

Balance



Enkel og hurtig høretest

Luna er et komplet screening audiometer, der egner sig perfekt til skoleområdet, lægepraksissen samt til militæret og arbejdsmedicinske klinikker.

Luna leveres med tre høretests i en brugervenlig software suite, som er let at installere på din bærbare PC eller Windows® tablet. Når du først har installeret softwaren, er den daglige brug let og hurtig.

Nem databehandling

Alle testresultater gemmes automatisk og kan sendes til et patientjournalssystem, udskrives eller gemmes som PDF.

Let at tage med

Ud over software leveres Luna med hovedsæt, en patientsværknep og en praktisk bæretaske med skulderstrop. Luna er derfor velegnet til hjemmetest eller til at tage med, hvis du har skiftende arbejdssteder. Så snart du forbinder hovedsættet med din bærbare PC eller Windows® tablet, er du klar til at teste dine patienter.

Fleksibel letvægter

- Let at transportere - vejer kun 500 g
- Fleksible indstillinger til ethvert formål
- Automatisk 20 dB test
- Minimal baggrundsstøj

Testmuligheder

- Fire høretests:
 - Manuel, automatisk, automatisk 20 dB og Hughson Westlake
- Tre stimuli:
 - Rentone, Warble og Pulse
- 11 frekvenser:
 - 125 - 8000 Hz
 - -10 dB til 105 dB
 - dB steps: 1,2 og 5 dB

Lydtryk og frekvenser

Hz	Max dB level HL
125	75
250	90
500	100
750	100
1000	100
1500	105
2000	105
3000	105
4000	100
6000	90
8000	85

Science made smarter

Interacoustics er mere end avancerede løsninger

Vi har en klar mission. Vi ønsker at vise vejen i audiologi og balance ved at transformere kompleks teknologi til brugervenlige løsninger:

- Løsninger tilpasset dine daglige udfordringer
- Viden gjort brugbar
- Håndgribelige metoder til behandling af usynlige sygdomme

Vores avancerede teknologier og sofistikerede løsninger gør livet nemmere for audiologiske fagfolk.

Vi vil fortsætte med at definere standarden for en hel industri. Ikke for videnskabens skyld, men for at give fagfolk værktøjerne til at de kan tilbyde fremragende behandling til deres patienter.

interacoustics.dk

Interacoustics A/S

Audiometer Allé 1
5500 Middelfart
Danmark

6371 3555
info@interacoustics.com

interacoustics.dk

Se hele vores
produktudvalg
på vores
hjemmeside

Relaterede produkter



AS608
Screening audiometer



AD226
Diagnostisk audiometer



Viot™
Video otoskop

Produkt specifikationer

Alle tekniske specifikationer kan downloades fra vores hjemmeside




Interacoustics