Science **made** smarter

StaticVR

Postural control **made** measurable



Statische Posturographie-Kraftsensorplatten für funktionale Gleichgewichtsunter-suchungen und Trainings



Interacoustics

Audiometrie | Tympanometrie | BERA | OAE | Hörgeräteanpassung | **Gleichgewichtsdiagnostik**



Rehabilitation mit objektiven Daten zur Gleichgewichtskontrolle

Mit den Posturographie-Kraftsensorplatten StaticVR erfassen Sie während der Untersuchung und des Trainings Echtzeitdaten über die Gleichgewichtskontrolle Ihres Patienten und fügen eine weitere Komponente von Leistungsdaten hinzu, um die Fortschritte Ihres Patienten zu überwachen und die Intensität entsprechend anzupassen.

Erweiterung Ihrer Untersuchungsmöglichkeiten
StaticVR bietet eine Vielzahl von funktionalen Gleichgewichtsuntersuchungen wie CTSIB und Stabilitätsgrenzwerte (LoS). Diese bilden eine solide Grundlage für die Untersuchung des funktionalen Gleichgewichts, während die Posturographie-Kraftsensorplatten wichtige Daten zur Gleichgewichtskontrolle liefern.

Personalisierte Trainingserfahrungen
Mit den beiden unabhängigen StaticVR-Kraftsensorplatten und Trainingsmodulen wie LoS Rehab und BirdVR haben Sie die Möglichkeit, ein personalisiertes Training durchzuführen und gleichzeitig objektive Leistungsdaten in Echtzeit zu erfassen.

Maßgeschneidert für Ihre Bedürfnisse
Static VR kann mit Ihrem Bedarf an Rehabilitation des Gleichgewichtssinns wachsen, sobald Sie es erweitern.. Bei Bedarf können Sie Ihre Lösung um die PhysioVR- oder BalanceVR-Software erweitern und so zu umfassenderen Trainings und Untersuchungen sowie zu Vestibularisprüfungen und -trainings erweitern.

Lieferumfang


VR-Software


Statische Kraftsensorplatten


Wagen


VR-Brillen


Steuerungen

Rehabilitationslösungen passend für die Bedürfnisse Ihrer Patienten

BalanceVR Premium

BalanceVR

Starke Vestibularrehabilitation mit Virtual Reality

- Immersive Virtual-Reality-Erlebnisse, die reale Umgebungen simulieren, einschließlich Kopfbewegungen zur Stimulation des vestibulären Systems
- Beurteilung und Behandlung von vestibulären Störungen
- Trainingsmodule zur Förderung von Anpassungs-, Substitutions- und Gewöhnungsstrategien





Beispiele für Module: Zervikaler Bewegungsumfang, Optokinetik, DVA-Reha, Zielverfolgung



Beispiele für Module: SOT, ADT, MCT, Bewegungsprogramm, BirdVR

Kombination mit MotionVR für eine dynamische Rehabilitation

- Dynamische 360-Grad-Kraftsensorplatte zur Simulation realer Oberflächen
- Sofortige Anpassung der Kraftsensorplatte zur Optimierung von Trainingsintensität und -fortschritt
- Computergestützte dynamische Posturographie (CDP) zur umfassenden Untersuchung des funktionellen Gleichgewichts
- Training der funktionellen Rehabilitation, einschließlich statischem, proaktivem und reaktivem Gleichgewicht



BalanceVR Smart

PhysioVR Premium

... oder mit StaticVR zur Rehabilitation der Haltungskontrolle

- Zwei voneinander unabhängige Kraftsensorplatten für eine individuelle Platzierung der Füße
- Statische Posturographie-Kraftsensorplatten zur Messung des Druckmittelpunkts bei Untersuchungen und Trainings des funktionellen Gleichgewichts
- Training der funktionellen Rehabilitation, einschließlich statischem und proaktivem Gleichgewicht



Beispiele für Module: LOS, dynamische Analyse, LOS-Reha, Gewichtsbelastung



PhysioVR

Das Potenzial einer umfassenden Rehabilitation mit Virtual Reality

- Fortschrittliches Training zur Unterstützung therapeutischer Ziele
- Untersuchung und Training bei Gleichgewichtsstörungen, neurologischen Störungen und muskuloskelettalen Erkrankungen
- Training zur Verbesserung der Dual-Task-Leistung, der Muskelkraft, der Reflexe und der Beweglichkeit der Gliedmaßen
- Training zur Ablenkung der Aufmerksamkeit, um die Komplianz des Kunden zu verbessern
- Alle BalanceVR-Module enthalten



Beispiele für Module: Stab- und Rahmentest, BowVR und Ballfangspiel



PhysioVR Smart

SOT: Sensory-Organization-Test, ADT: Adaptionstest, MCT: Motorikkontrolltest, LoS: Stabilitätsgrenzen, CTSIB: Klinischer Test der sensorischen Interaktion auf das Gleichgewicht,
SVV: subjektive visuelle Vertikale, zervikales ROM: Zervikaler Bewegungsumfang.

Science **made** smarter

Interacoustics zeichnet mehr aus, als nur hochmoderne Lösungen.

Unsere Mission ist eindeutig. Im Bereich der Audiologie und Gleichgewichtsdiagnostik möchten wir richtungsweisend sein, indem wir Komplexität in Übersichtlichkeit verwandeln:

- Herausforderungen werden zu verständlichen Lösungen
- Wissen wird in die Praxis übertragen
- Unsichtbare medizinische Beschwerden werden greifbar und behandelbar

Unsere fortschrittliche Technologie und die ausgefeilten Lösungen erleichtern all jenen das Leben, die sich um die Gesundheit der Menschen bemühen.

Wir werden die Messlatte für unsere gesamte Branche auch weiterhin immer höher legen. Nicht um der Wissenschaft willen, sondern um alle medizinischen Fachkräfte zu befähigen, Millionen Patienten auf der ganzen Welt eine exzellente Behandlung zu ermöglichen.

Interacoustics.com

Interacoustics A/S

Audiometer Allé 1
5500 Middelfart
Dänemark

+45 6371 3555
info@interacoustics.com


interacoustics.com

VIRTUALIS


Rehabilitieren Sie Gleichgewichtsstörungen mit den Virtualis Lösungen, die ein Teil des Interacoustics Gleichgewichtsportfolios sind.

Besuchen Sie uns online, um unser umfassendes Produktangebot zu entdecken

Ähnliche Produkte



EyeSeeCam vHIT
Video Kopfimpulstest



VisualEyes™ 525
VNG-Komplettlösung für Gleichgewichts-Diagnostik



TRV Chair
Diagnose und Behandlung des gutartigen paroxysmalen Lagerungsschwindel (BPLS)

Produktdaten:
Sämtliche technischen und hardwareseitigen Spezifikationen zu allen Produkten, können auf unserer Webseite heruntergeladen werden.

FSC www.fsc.org MIX Paper | Supporting responsible forestry FSC® C134617

© Interacoustics a/s - DE -8538498 - 2 - 05/2026

Interacoustics